

Catalogue Produit

NAÍDA CI M & SKY CI M

Processeurs et accessoires



MARVEL CI



ADVANCED
BIONICS

POWERFUL CONNECTIONS



PROFITEZ DES MOMENTS QUE VOUS AIMEZ

PROCESSEURS MARVEL CI	4
Options de couleurs	5
ANTENNE SLIM	6
Antennes	6
Caches colorés	6
Aimants antennes Slim	7
ACCESSOIRES ÉTANCHES	8
Batterie étanche & Slim AquaMic	8
Options de couleurs	9
OPTIONS D'ALIMENTATION	10
Options de couleurs	11
Chargeur	11
COUDES	12
COUDE ACOUSTIQUE	12
COUDE T-MIC	12
OPTIONS DE PORT ET DE RÉTENTION	13
ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES	14
AB Remote Support app	15
AB Remote app	15
CONNECTIVITÉ UNIVERSELLE	16
Accessoires Roger	17
Accessoires Phonak	17
SOLUTIONS BINAURALES	18
Naída Link M Phonak	20
Sky Link M Phonak	20
CROS P-13 Phonak	21
PROGRAMMES & FONCTIONNALITÉS	22

PROCESSEURS MARVEL CI

Les processeurs Naída™ CI M et Sky CI™ M font partis d'un système d'implant cochléaire spécifiquement développé pour les adultes et les enfants.

Naída CI Marvel et Sky CI Marvel proposent un **ensemble de programmes et de fonctionnalités** tel que notre système d'analyse **AutoSense OS™ 3.0** et la **connectivité intégrée**.

Pour plus d'informations sur ces différents programmes et fonctionnalités, rendez-vous en page 22.

COMPOSANTS

1. Coude T-Mic™ M avec protection
2. Processeur
3. Microphone avant
4. Bouton multifonction avec indicateur LED
5. Microphone arrière
6. Batterie incurvée M
7. Antenne Slim avec câble intégré



		NAÍDA CI M90	SKY CI M90
BLANC ALPIN		CI-5293-110	CI-5295-110
DUNE DE SABLE		CI-5293-120	CI-5295-120
NOISETTE		CI-5293-130	CI-5295-130
GRIS ARGENTÉ		CI-5293-140	CI-5295-140
VELOURS NOIR		CI-5293-150	CI-5295-150
BLEU CARAÏBES		N/A	CI-5295-190
ROSE POUDRÉ		N/A	CI-5295-250
BLEU OCÉAN		N/A	CI-5295-260
VIOLET POURPRE		N/A	CI-5295-270
ROUGE VOLCAN		N/A	CI-5295-280
RÉSINE BEIGE*		CI-5293-240	CI-5295-240

* Ce processeur non peint est destiné aux patients allergiques qui pourraient faire une réaction allergique à la peinture. Veuillez prendre contact avec votre représentant AB local pour plus de détails.



ANTENNE SLIM (AS)

Naída CI M et Sky CI M sont dotés d'une **antenne Slim avec câble intégré**. Les antennes slim sont disponibles en deux versions :

- sans microphone pour un port sur oreille
- avec microphone pour un port déporté



AS 9 CM BEIGE ¹		CI-5320-001
AS 9 CM NOIR ¹		CI-5320-002
AS 9 CM BRUN ¹		CI-5320-003
AS 9 CM GRIS ¹		CI-5320-004
AS 9 CM BLANC ¹		CI-5320-005
AS 11 CM BEIGE ¹		CI-5320-006
AS 11 CM NOIR ¹		CI-5320-007
AS 11 CM BRUN ¹		CI-5320-008
AS 11 CM GRIS ¹		CI-5320-009
AS 11 CM BLANC ¹		CI-5320-010
AS 14 CM BEIGE ¹		CI-5320-011
AS 14 CM NOIR ¹		CI-5320-012
AS M 30.5 CM NOIR ²		CI-5322-001

1. Pour un port sur oreille (sans microphone intégré)

2. Pour un port déporté (avec microphone intégré)


CACHE COLORÉ ANTENNE SLIM (AS)

CACHE COLORÉ AS ROUGE VOLCAN		CI-7131-001
CACHE COLORÉ AS BLEU OCÉAN		CI-7131-002
CACHE COLORÉ AS VIOLET POURPRE		CI-7131-003
CACHE COLORÉ AS DUNE DE SABLE		CI-7131-004
CACHE COLORÉ AS NOISETTE		CI-7131-005
CACHE COLORÉ AS GRIS ARGENTÉ		CI-7131-006
CACHE COLORÉ AS VELOURS NOIR		CI-7131-007
CACHE COLORÉ AS BLEU CARAÏBES		CI-7131-008
CACHE COLORÉ AS ROSE POUDRÉ		CI-7131-009
CACHE COLORÉ AS BLANC ALPIN		CI-7131-010
CACHE COLORÉ AS RÉSINE NOIR*		CI-7131-011
CACHE COLORÉ AS DUNE DE SABLE LARGE		CI-7132-001
CACHE COLORÉ AS NOISETTE LARGE		CI-7132-002
CACHE COLORÉ AS GRIS ARGENTÉ LARGE		CI-7132-003
CACHE COLORÉ AS VELOURS NOIR LARGE		CI-7132-004
CACHE COLORÉ AS RÉSINE NOIR LARGE*		CI-7132-005
OUTIL DE RETRAIT CACHE COLORÉ		CI-7526

* Ce processeur non peint est destiné aux patients allergiques qui pourraient faire une réaction allergique à la peinture. Veuillez prendre contact avec votre représentant AB local pour plus de détails.

AIMANTATION ANTENNE SLIM (AS)

AIMANT STANDARD AS - FORCE 1	CI-7524-001	AIMANT AS 3D - FORCE 1	CI-7525-001
AIMANT STANDARD AS - FORCE 2	CI-7524-002	AIMANT AS 3D - FORCE 2	CI-7525-002
AIMANT STANDARD AS - FORCE 3	CI-7524-003	AIMANT AS 3D - FORCE 3	CI-7525-003
AIMANT STANDARD AS - FORCE 4	CI-7524-004	AIMANT AS 3D - FORCE 4	CI-7525-004
AIMANT STANDARD AS - FORCE 5	CI-7524-005	AIMANT AS 3D - FORCE 5	CI-7525-005
AIMANT STANDARD AS - FORCE 6	CI-7524-006	AIMANT AS 3D - FORCE 6	CI-7525-006
AIMANT STANDARD AS - FORCE 7	CI-7524-007	AIMANT AS 3D - FORCE 7	CI-7525-007




*Le cache coloré AS Large est contre-indiqué pour les enfants de moins de 3 ans.

KIT AIMANTS ANTENNE SLIM (AS)

Le kit d'aimants antenne Slim contient un jeu complet d'aimants.
En détail :

Force d'aimant	1	2	3	4	5	6	7
Standard	2 pcs	2 pcs	3 pcs	3 pcs	2 pcs	2 pcs	2 pcs
3D	2 pcs	2 pcs	3 pcs	3 pcs	2 pcs	2 pcs	2 pcs

KIT AIMANTS ANTENNE SLIM	CI-7528
--------------------------	---------



BATTERIE ÉTANCHE M

La **batterie étanche M** a été conçue pour permettre l'utilisation d'un implant cochléaire pendant les activités les plus extrêmes (eau, poussière, neige, boue, etc....). Dans une configuration d'utilisation déportée, notamment en pédiatrie, les alarmes sonores du boîtier étanche peuvent être activées par le régleur (état du lien et de la batterie).

COMPOSANTS

1. Processeur
2. Connecteur du câble
3. Ergot de sécurité
4. Antenne Slim AquaMic avec câble intégré
5. Clip batterie étanche



BATTERIE ÉTANCHE M	CI-5068
CLIP BATTERIE ÉTANCHE M	CI-7323
JOINT TORIQUE BATTERIE ÉTANCHE M	CI-7324
BRASSARD M STANDARD (42 cm)	CI-7435-001
BRASSARD M SMALL (26 cm)	CI-7435-002

ANTENNE SLIM AQUAMIC

AS AQUAMIC 30.5 CM BEIGE	●	CI-5321-001
AS AQUAMIC 30.5 CM NOIR	●	CI-5321-002
AS AQUAMIC 30.5 CM MARRON	●	CI-5321-003
AS AQUAMIC 30.5 CM GRIS	●	CI-5321-004
AS AQUAMIC 46 CM BEIGE	●	CI-5321-005
AS AQUAMIC 46 CM NOIR	●	CI-5321-006
AS AQUAMIC 46 CM MARRON	●	CI-5321-007
AS AQUAMIC 46 CM GRIS	●	CI-5321-008
AS AQUAMIC 61 CM BEIGE	●	CI-5321-009
AS AQUAMIC 61 CM NOIR	●	CI-5321-010
AS AQUAMIC 61 CM MARRON	●	CI-5321-011
AS AQUAMIC 61 CM GRIS	●	CI-5321-012
AS AQUAMIC 107 CM BEIGE	●	CI-5321-013
AS AQUAMIC 107 CM NOIR	●	CI-5321-014
AS AQUAMIC 107 CM MARRON	●	CI-5321-015
AS AQUAMIC 107 CM GRIS	●	CI-5321-016



OPTIONS D'ALIMENTATION

Marvel CI propose une gamme de batteries avec un design qui épouse le contour de l'oreille.

La batterie étanche M est adaptée aux activités aquatiques et de plein air.

Le tableau ci-dessous indique le poids, la capacité et les autonomies moyennes de chaque option de batterie.



Small M

Medium M

Large M

Standard M

Compartiment
Zn-Air-M

Batterie
étanche M

Autonomie
moyenne

>10 h

>16 h

>16 h

>16 h

>16 h

>18 h

Poids¹

4.6 g

6.4 g

8.4 g

5.4 g

6.4 g²

29.4 g

1. Processeur seul : 4.6 g

2. Avec deux piles Zn-Air 675p

BATTERIE INCURVÉE M SMALL

BLANC ALPIN		CI-5551-110
DUNE DE SABLE		CI-5551-120
NOISETTE		CI-5551-130
GRIS ARGENTÉ		CI-5551-140
VELOURS NOIR		CI-5551-150
BLEU CARAÏBES		CI-5551-190
ROSE POUDRÉ		CI-5551-250
BLEU OCÉAN		CI-5551-260
VIOLET POURPRE		CI-5551-270
ROUGE VOLCAN		CI-5551-280
RÉSINE BEIGE*		CI-5551-240

BATTERIE INCURVÉE M MEDIUM

BLANC ALPIN		CI-5552-110
DUNE DE SABLE		CI-5552-120
NOISETTE		CI-5552-130
GRIS ARGENTÉ		CI-5552-140
VELOURS NOIR		CI-5552-150
BLEU CARAÏBES		CI-5552-190
ROSE POUDRÉ		CI-5552-250
BLEU OCÉAN		CI-5552-260
VIOLET POURPRE		CI-5552-270
ROUGE VOLCAN		CI-5552-280
RÉSINE BEIGE*		CI-5552-240

BATTERIE INCURVÉE MLARGE

BLANC ALPIN		CI-5553-110
DUNE DE SABLE		CI-5553-120
NOISETTE		CI-5553-130
GRIS ARGENTÉ		CI-5553-140
VELOURS NOIR		CI-5553-150
BLEU CARAÏBES		CI-5553-190
ROSE POUDRÉ		CI-5553-250
BLEU OCÉAN		CI-5553-260
VIOLET POURPRE		CI-5553-270
ROUGE VOLCAN		CI-5553-280
RÉSINE BEIGE*		CI-5553-240

COMPARTIMENT PILES ZN-AIR M

BLANC ALPIN		CI-5501-110
DUNE DE SABLE		CI-5501-120
NOISETTE		CI-5501-130
GRIS ARGENTÉ		CI-5501-140
VELOURS NOIR		CI-5501-150
BLEU CARAÏBES		CI-5501-190
ROSE POUDRÉ		CI-5501-250
BLEU OCÉAN		CI-5501-260
VIOLET POURPRE		CI-5501-270
ROUGE VOLCAN		CI-5501-280
RÉSINE BEIGE*		CI-5501-240

M BATTERY STANDARD

DUNE DE SABLE		CI-5555-120
NOISETTE		CI-5555-130
GRIS ARGENTÉ		CI-5555-140
VELOURS NOIR		CI-5555-150
BLEU CARAÏBE		CI-5555-190
ROSE PRINCESSE		CI-5555-250
BLEU OCÉAN		CI-5555-260
VIOLET POURPRE		CI-5555-270
RÉSINE BEIGE*		CI-5555-240

CHARGER

CHARGEUR BATTERIE M	CI-5607
POCHETTE BATTERIE M	CI-7436



* Ce processeur non peint est destiné aux patients allergiques qui pourraient faire une réaction allergique à la peinture. Veuillez prendre contact avec votre représentant AB local pour plus de détails.



COUDE M

COUDE M SMALL	CI-5711-100
COUDE M STANDARD	CI-5711-110
COUDE M POUR EMBOUT SMALL	CI-5711-200
COUDE M POUR EMBOUT STANDARD	CI-5711-210
OUTIL DE RETRAIT GOUPILLE M (par 2)	CI-6147-014
GOUPILLE POUR COUDE M (par 10)	CI-6147-015



COUDE ACOUSTIQUE M

COUDE ACOUSTIQUE M DROIT 00	CI-5851-001
COUDE ACOUSTIQUE M DROIT 0	CI-5851-002
COUDE ACOUSTIQUE M DROIT 1	CI-5851-003
COUDE ACOUSTIQUE M DROIT 2	CI-5851-004
COUDE ACOUSTIQUE M DROIT 3	CI-5851-005
COUDE ACOUSTIQUE M GAUCHE 00	CI-5851-006
COUDE ACOUSTIQUE M GAUCHE 0	CI-5851-007
COUDE ACOUSTIQUE M GAUCHE 1	CI-5851-008
COUDE ACOUSTIQUE M GAUCHE 2	CI-5851-009
COUDE ACOUSTIQUE M GAUCHE 3	CI-5851-010
KIT OUTILS COUDE ACOUSTIQUE M	CI-6150



COUDE T-MIC M

COUDE T-MIC M SMALL	CI-5837-100
COUDE T-MIC M MEDIUM	CI-5837-200
COUDE T-MIC M LARGE	CI-5837-300
CACHES MICRO T-MIC M (par 25)	CI-6147-006
CACHES MICRO T-MIC M (par 8)	CI-6147-007
OUTIL DE RETRAIT GOUPILLE M (par 2)	CI-6147-014
GOUPILLE POUR COUDE T-MIC M (par 10)	CI-6147-015
GOUPILLE POUR COUDE T-MIC M (par 25)	CI-6147-005

OPTIONS DE PORT & DE RÉTENTION

Naída CI M et Sky CI M sont proposés avec plusieurs options de port, qui peuvent être adaptées en fonction des besoins du moment.

PINCE M	CI-7322
SNUGGIE M	CI-7325
SUPPORT DE RÉTENTION M SMALL (44 mm)	CI-7326-001
SUPPORT DE RÉTENTION M LARGE (64 mm)	CI-7326-002

Rien sur l'oreille
PINCE M



Sécurisé derrière l'oreille
SUPPORT DE RÉTENTION M



PHONAK SOUND DELIVERY SYSTEM 4.0

DÔME OBTURANT 4.0 S (paquet de 10)	054-0809*
DÔME OBTURANT 4.0 M (paquet de 10)	054-0810*
DÔME OBTURANT 4.0 L (paquet de 10)	054-0811*
DÔME POWER 4.0 S (paquet de 10)	054-0820*
DÔME POWER 4.0 M (paquet de 10)	054-0821*
DÔME POWER 4.0 L (paquet de 10)	054-0822*
DISQUE ANTI-CÉRUMEN	098-0445*
OUTIL DE MESURE DE LA TAILLE DU CÂBLE DE L'ÉCOUTEUR	026-0697*
TUBE CROS 4.0 0L	054-0886*
TUBE CROS 4.0 0R	054-0887*
TUBE CROS 4.0 1L	054-0888*
TUBE CROS 4.0 1R	054-0889*
TUBE CROS 4.0 2L	054-0890*
TUBE CROS 4.0 2R	054-0891*
TUBE CROS 4.0 3L	054-0892*
TUBE CROS 4.0 3R	054-0893*
TUBE CROS 5 0L	054-1180*
TUBE CROS 5 0R	054-1184*
TUBE CROS 5 1L	054-1181*
TUBE CROS 5 1R	054-1185*
TUBE CROS 5 2L	054-1182*
TUBE CROS 5 2R	054-1186*
TUBE CROS 5 3L	054-1183*
TUBE CROS 5 3R	054-1187*




Dôme power
4.0



Dôme obturant
4.0



Disque
anti-cérumen



Tubes CROS

ACCESSOIRES ADDITIONNELS

PROGRAMMATION

LOGICIEL DE RÉGLAGE TARGET CI	CI-6057-001
INTERFACE DE RÉGLAGE NOAHLINK WIRELESS	058-0139*
CÂBLE DE PROGRAMMATION M	CI-5826
CÂBLE D'ALIMENTATION USB CPI-3 GAMME MARVEL (2M)	CI-6408-002

CONTRÔLE DU SYSTÈME

M LISTENING CHECK	CI-5827
LISTENING CHECK EARBUDS	CI-5822

KIT & ÉTUI

DRYING KIT	CI-7313-001
M CARRYING CASE	305-Q144*

OFFRE PÉDIATRIQUE

CLIP PÉDIATRIQUE CI M (LEO)	305-M169*
STICKERS SKY CI M	305-M170*

*ref. SAP uniquement

AB REMOTE SUPPORT APP

CI-6517

Application mobile permettant aux professionnels de l'audition de réaliser un réglage à distance via une connexion WiFi/cellulaire.^{1,2}

AB REMOTE APP

CI-6058-001

Application mobile permettant aux utilisateurs de gérer les programmes, ainsi que le volume et de vérifier le fonctionnement du processeur.¹



1. Téléchargeable gratuitement sur les appareils iOS et Android

2. Pour les adultes et les enfants âgés de 13 ans et plus.

Compatible lorsque le processeur est programmé avec Target CI v1.5 ou une version supérieure.

CONNECTIVITÉ INTÉGRÉE

Naída CI Marvel et Sky CI Marvel permettent de diffuser des appels et du son directement depuis les smartphones et appareils compatibles Bluetooth®, et sont dotés de notre **technologie Phonak RogerDirect™**.

RogerDirect est une fonctionnalité Marvel qui permet aux microphones Phonak Roger de diffuser directement vers l'appareil auditif sans avoir à fixer un récepteur externe. Les processeurs Marvel CI offrent les performances et la connectivité Roger, tout en étant **23% plus petits** et **34% plus légers** que la génération précédente d'AB.



ROGER X



ROGER INSTALLER



TV CONNECTOR
PHONAK



REMOTECONTROL
PHONAK



ROGER
CLIP-ON MIC



PARTNERMIC
PHONAK



ROGER ON
ROGER ON IN

ACCESSOIRES ROGER

ROGER X (02)		052-3113-X02P5
ROGER X (02) SANS RÉCEPTEUR ROGER		052-3489-X02P5
ROGER X (03) ¹		052-3215-X03P5
ROGER INSTALLER		055-3033
ROGER CLIP-ON MIC GRIS		052-3294
ROGER ON CHAMPAGNE avec alimentation (EU) ²		056-3010-P5012
ROGER ON CHAMPAGNE sans alimentation		056-3010-P5010
ROGER ON GRIS CARBONE avec alimentation (EU) ²		056-3010-P7012
ROGER ON GRIS CARBONE sans alimentation		056-3010-P7010
ROGER ON iN CHAMPAGNE avec alimentation (EU) ²		056-3011-P5012
ROGER ON iN CHAMPAGNE sans alimentation		056-3011-P5010
ROGER ON iN GRIS CARBONE avec alimentation (EU) ²		056-3011-P7012
ROGER ON iN GRIS CARBONE sans alimentation		056-3011-P7010

ACCESSOIRES PHONAK

TV CONNECTOR PHONAK D (2.0) avec alimentation (EU) ²		076-3006-0612
TV CONNECTOR PHONAK D (2.0) sans alimentation		076-3006-06
REMOTECONTROL PHONAK		076-0065-P5
PARTNERMIC PHONAK avec alimentation (EU) ²		076-4001-P512
PARTNERMIC PHONAK sans alimentation		076-4001-P510

1. À partir du numéro de série 1744xxxx pour la compatibilité avec RogerDirect

2. Une référence différente est disponible pour l'alimentation électrique au Royaume-Uni. Veuillez contacter votre représentant commercial AB pour plus d'informations.



MARVEL D'UNE OREILLE À L'AUTRE

Quelque soit votre situation ou votre parcours, entendre à nouveau en stéréo peut changer votre vie. Entendez le monde parfaitement avec deux aides qui vous permettent d'entendre de chaque oreille. Marvel propose les seules solutions IC + aides auditives binaurales synchronisées et la seule solution IC avec un système CROS. Ces aides auditives offrent une qualité sonore plus riche et précise ainsi qu'une expérience auditive plus naturelle à 360 degrés. Demandez à votre professionnel de l'audition quelle est la solution la plus adaptée pour vous.

Trois raisons d'utiliser l'écoute binaurale synchronisée AB

- 1 **Une meilleure compréhension de la parole** grâce à la technologie binaurale synchronisée d'AB.^{1,2}
- 2 **Une réduction de l'effort d'écoute** avec la technologie binaurale synchronisée d'AB.^{1,3}
- 3 **Une meilleure audition avec l'IC AB + CROS** peu importe d'où le son provient.^{4,5}




Des solutions binaurales synchronisées pour tous

Marvel propose des solutions pour vous aider à entendre le monde, quel que soit votre degré de perte auditive. AB propose en partenariat avec Phonak trois options permettant d'entendre des deux côtés, y compris Marvel CI + CROS.



Marvel CI + Marvel CI

La solution auditive stéréo pour toute personne atteinte de perte auditive sévère à profonde dans les deux oreilles.



Marvel CI + Aide auditive Link M

Cette solution synchronisée peut convenir aux personnes qui entendent d'une oreille.



Marvel CI + CROS P-13

Pour ceux qui ne peuvent utiliser qu'un seul implant et qui ont besoin de plus de confort, il s'agit de la dernière solution d'AB & Phonak, qui transmet de manière directe tous les sons de l'oreille non implantée vers celle équipée d'un IC Marvel.

1. Findlen, U. & Agrawal, S. (2023, June). Classifier-based Noise Management Technology Helps Children with Cochlear Implants Listen in Noise. Podium and poster presentation at the American Cochlear Implant Alliance Annual Meeting, Dallas, TX.
2. Buechner, A., Bardt, M., Kliesch, S., & Brendel, M. (2022, May). Influence of Automatic Scene Classification Systems in Hearing Devices on Speech Perception in Real-life Situations. Poster presented at the American Cochlear Implant Alliance Annual Meeting, Washington, DC.
3. Hornsby, B., Huang, H., Sohail, H., Gifford, R., Ricketts, T.A. & Picou, E.M. (2023, March). Effort and fatigue while listening: sustained speech-processing with cochlear implants. Poster presented at the American Auditory Society Annual Meeting, Scottsdale, AZ.
4. Dorman, M. F., Cook Natale, S., & Agrawal, S. (2018). The Value of Unilateral CIs, CI-CROS and Bilateral CIs, with and without Beamformer Microphones, for Speech Understanding in a Simulation of a Restaurant Environment. *Audiology & neuro-otology*, 23(5), 270–276. <https://doi.org/10.1159/000493844>
5. Dwyer, R.T., Kessler, D., Butera, I. M., & Gifford, R. H. (2019). Contralateral Routing of Signal Yields Significant Speech in Noise Benefit for Unilateral Cochlear Implant Recipients. *Journal of the American Academy of Audiology*, 30(3), 235–242. <https://doi.org/10.3766/jaaa.17117>

PHONAK NAÍDA LINK M & PHONAK SKY LINK M

PHONAK NAÍDA LINK M DUNE DE SABLE		050-0801-P1
PHONAK NAÍDA LINK M NOISETTE		050-0801-P4
PHONAK NAÍDA LINK M GRIS ARGENTÉ		050-0801-P6
PHONAK NAÍDA LINK M VELOURS NOIR		050-0801-P8
PHONAK SKY LINK M DUNE DE SABLE		050-0802-P1
PHONAK SKY LINK M NOISETTE		050-0802-P4
PHONAK SKY LINK M VELOURS NOIR		050-0802-P8
PHONAK SKY LINK M BLEU CARAÏBES		050-0802-Q3
PHONAK SKY LINK M ROSE POUDRÉ		050-0802-T3
PHONAK SKY LINK M BLEU OCÉAN		050-0802-M7

Les produits Phonak sont présentés dans ce catalogue à titre d'information, mais sont destinés à être achetés localement auprès des sociétés du groupe Phonak ou des distributeurs partenaires de Phonak. Veuillez contacter vos représentants AB pour plus d'informations.





PHONAK CROS P-13

PHONAK CROS P-13 DUNE DE SABLE*		050-0861-P1
PHONAK CROS P-13 NOISETTE*		050-0861-P4
PHONAK CROS P-13 GRIS ARGENTÉ*		050-0861-P6
PHONAK CROS P-13 VELOURS NOIR*		050-0861-P8
PHONAK CROS P-13 BEIGE		050-0861-H0
PHONAK CROS P-13 SANTAL		050-0861-P3
PHONAK CROS P-13 CHAMPAGNE		050-0861-P5
PHONAK CROS P-13 GRIS CARBONE		050-0861-P7

*Couleurs assorties au processeur Marvel CI

Les produits Phonak sont présentés dans ce catalogue à titre d'information, mais sont destinés à être achetés localement auprès des sociétés du groupe Phonak ou des distributeurs partenaires de Phonak. Veuillez contacter vos représentants AB pour plus d'informations.

PROGRAMMES ET FONCTIONNALITÉS

PROGRAMMES / FONCTIONNALITÉS		NAÍDA CI M90	SKY CI M90
AUTOSENSE OS 3.0 / AUTOSENSE SKY OS 3.0			
Situation calme	Pour les environnements calmes.	●	●
Parole dans le bruit	Pour aider à la compréhension de la parole dans des environnements bruyants ou en groupe.	●	●
Confort dans le bruit	Pour améliorer le confort d'écoute en situation bruyante sans présence de parole.	●	●
Musique	Pour l'écoute de la musique.	●	●
Parole dans le bruit intense	Pour la compréhension de la parole dans les environnements bruyants. La fonctionnalité StereoZoom du programme permet un focus spécifique sur la source sonore face à l'utilisateur.	●	●
Parole en voiture	Pour aider à la compréhension de la parole en voiture.	●	●
Situation réverbérante	Pour aider à la compréhension de la parole dans un environnement réverbérant.	●	●
Parole média + Mic	Pour la diffusion de la parole via Bluetooth ou accessoires. S'active avec le protocole Bluetooth A2DP ou AirStream.	●	●
Musique média + Mic	Pour la diffusion de la musique via Bluetooth ou accessoires. S'active avec le protocole Bluetooth A2DP ou AirStream.	●	●
PROGRAMMES MANUELS SUPPLÉMENTAIRES (max 4)			
Parole à 360°	Pour focaliser la captation du son en direction de la parole la plus intense, à 360°.	●	●
DuoPhone	Diffusion de la conversation téléphonique en temps réel dans les deux oreilles, si équipement binaural Naida/Sky M90 compatible.	●	●
Programme déporté	Pour un processeur configuré pour le port déporté avec utilisation du microphone antenne.	●	●
Programme personnalisé	—	●	●
PROGRAMMES DE STREAMING			
RogerDirect + Mic	Combine le signal provenant d'une source microphone Phonak Roger et des microphones du processeur.	●	●
Appel téléphonique + Mic	Combine le signal provenant d'une source de diffusion téléphonique et des microphones du processeur.	●	●
PartnerMic + Mic	Combine le signal provenant du Phonak PartnerMic et des microphones du processeur.	●	●

PROGRAMMES / FONCTIONNALITÉS		NAÍDA CI M90	SKY CI M90
FONCTIONNALITÉS SPÉCIFIQUES			
UltraZoom (UZ)	Focalisateur adaptatif multicanal à double microphones conçu pour se concentrer sur le locuteur situé en face de l'utilisateur dans les environnements bruyants.	●	●
UZ + SNR-Boost	Conçu pour améliorer le rapport signal sur bruit. S'applique dans un programme UltraZoom.	●	●
StereoZoom	Focalisateur adaptatif multicanal qui s'adapte aux sources sonores en mouvement et asymétriques. Équipement binaural requis.	●	●
DuoPhone	Diffuse simultanément et automatiquement les appels dans les deux oreilles.	●	●
Real Ear Sound	Reconstitue artificiellement les caractéristiques sonores de l'oreille naturelle et du T-Mic	●	●
WindBlock	Algorithme adaptatif atténuant automatiquement le bruit du vent. WindBlock utilise un système d'identification et de classification du vent.	●	●
EchoBlock	Conçu pour les environnements réverbérants comme les grandes salles de réunion, les lieux de culte et les pièces avec des surfaces réfléchissantes. EchoBlock fonctionne en atténuant les réflexions gênantes du son réverbéré.	●	●
SoundRelax	Conçu pour identifier les bruits impulsionnels et appliquer une réduction du gain tout en conservant les caractéristiques du son original. Permet d'atténuer les bruits désagréables.	●	●
QuickSync	Pour un contrôle en une seule touche (ajustement de volume, changement de programme) sur les deux processeurs de l'utilisateur.	●	●
Balance environnementale	Permet à l'utilisateur d'équilibrer à convenance le volume entre le signal en cours de diffusion (streaming) et le son de l'environnement, via l'utilisation du bouton multifonction.	●	●

RESSOURCES & OUTILS

Espace **A**(ssistance) **B**(outique) dédié aux utilisateurs AB - advanced-bionics.fr
(*notices d'utilisations, vidéothèque, conseils du quotidien, informations technico-pratiques, calendrier des évènements*)

Outils de rééducation en ligne accessible pour tous - hearingsuccess.com
(*thèmes variés : musique, compréhension, bruit, langage, communication,...*)

ADVANCED BIONICS LLC

28515 Westinghouse Place
Valencia, CA 91355, United States

T: +1.877.829.0026

T: +1.661.362.1400

F: +1.661.362.1500

info.us@advancedbionics.com

ADVANCED BIONICS AG

Laubisrütistrasse 28
8712 Stäfa, Switzerland

T: +41.58.928.78.00

F: +41.58.928.78.90

info.switzerland@advancedbionics.com

Pour plus d'informations sur les autres filiales AB existantes, consultez le site
advancedbionics.com/contact

Advanced Bionics - Une marque Sonova

Le nom de marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques par Sonova AG est faite sous licence.

Apple, le logo Apple, iPhone et iOS sont des marques commerciales d'Apple Inc, déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc.

Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques déposées de Google Inc.